


2ピースヘッドの仕様変更について

プラトンシステムでは、ユーザーの声を製品開発に反映させております。
 その一環として、2ピースヘッドのマージン部形状を、印象精度および模型上の再現性向上と、
 補綴物の適合性向上のため、ベベルドショルダーからシャンファーに変更致しました。



これにともない、製品名を「2ピースヘッド」から「AM (アットマントマージン) ヘッド 5.5」に変更し、あわせて商品コードを変更させていただきます。
 何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

使用方法・販売価格については変更ございません。
 2008年6月製造分より順次変更しますので、しばらくは新旧の製品が併売されます。
 ご迷惑をおかけ致しますが、ご理解賜りますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。

新商品コード (AMヘッド 5.5)	旧商品コード (2ピースヘッド)	歯肉部(G)	支台部(H)	価格 (2個入り)
SH55-2040	HEG2-40S	2.0mm	4.0mm	¥12,000
SH55-2055	HEG2-55M		5.5mm	¥12,000
SH55-2070	HEG2-70L		7.0mm	¥12,000
SH55-3040	HEG3-40S	3.0mm	4.0mm	¥12,000
SH55-3055	HEG3-55M		5.5mm	¥12,000
SH55-3070	HEG3-70L		7.0mm	¥12,000
SH55-5040	HEG5-40S	5.0mm	4.0mm	¥12,000
SH55-5055	HEG5-55M		5.5mm	¥12,000
SH55-5070	HEG5-70L		7.0mm	¥12,000