


BSハンドピースアダプター

狭小骨へのアプローチに有効な“ナローズプレッター & ボーンプレッター”をコントラングルハンドピースで操作するためのツール「BSハンドピースアダプター」について、Lサイズ(全長 30 mm)を新たに追加致しました。また、強度を向上させるため、表面のTiNコーティングを廃止致しましたので、製品の外觀色がゴールドからシルバーに変更されています。

医療機器製造販売届出番号 13B1X10081000012
 手術用ドリルアタッチメント (一般医療機器)
 販売名 BSハンドピースアダプター
 製造販売元 株式会社 プラトンジャパン



⚠️ ご注意

本製品には、ボーンプレッターを口腔内へキャリアする機能として、ステンレス製のスプリングが付与されています。そのため、Oリングが付与されたホルダー付インプラントの埋入に使用しますと、Oリングとスプリングが干渉し、外れなくなる可能性がありますので、ご注意下さい。
 (ホルダー付インプラントの埋入には、「コントラアダプター」をご使用下さい。)

BSハンドピースアダプター

サイズ	全長	商品コード	価格
S	22.0 mm	CABS-2200	9,000 円
L	30.0 mm	CABS-3000	9,000 円

〔原材料〕 ステンレス