

新発売

純国産 吸収性歯科用骨再建インプラント材 β -TCP

プラトン パールボーン

PLATON Pearl Bone 歯科用

骨空隙部および嚢胞等による欠損部への補填

プラトンパールボーンは非常に高い純度で自家骨に置換



S サイズ 0.15~0.5mm

M サイズ 0.5~1.0mm

内容 1箱 0.9g(バイアル0.3g包装×3)

Sサイズ	PB00-1000	16,800円(税抜)
Mサイズ	PB00-2000	


従来製法では、全有機炭素体(TOC)の濃度が30mg/L以上であるのに対しパールボーンは特許取得の独自製法により5mg/L以下の低TOC濃度を実現し非常に高い純度で新生骨として自家骨に置換される

整形外科の分野で[※]5年間20,000症例以上使用され、高い有効性・安全性・品質に実績

※同一製法による既承認品

バイアル0.3gで、臨床現場において適切な容量とおもとめやすい価格

気孔形状の観察



マクロポア (100~400 μ m)



ミクロポア (2 μ m以下)

SEM(走査型電子顕微鏡)による拡大画像

プラトンパールボーンの特長

1. β 型リン酸三カルシウム(β -TCP)を成分として、マイクロ多孔質構造になっています。
2. 均一で骨再生に最適なマクロポア・ミクロポアを有しています。
3. 早期の骨形成能、骨置換に優れ、骨組織再生のバランスがとれています。
4. 人工骨に必要とされるISO10993に適合、生物学的安全性を確立しています。
5. 低TOC濃度の人工骨です。TOC濃度(Total Organic Carbon)とは、多環芳香族炭化水素量の評価に用いられる代用値

販売元

(株)プラトンジャパン
PLATON JAPAN

本社 〒195-0062 東京都町田市大蔵町56 鶴川アカデミアビル
営業所 名古屋・大阪・九州



TEL : 0120-36-8950
FAX : 0120-36-8952

製造販売元

CME
CatalyMedic Engineering

株式会社カタリメディック

〒273-0864 千葉県船橋市北本町1-17-25 ベンチャープラザ船橋
TEL : 047-409-1616



[FAX  0120-36-8952]

本用紙はコピーのうえ、ご使用下さい。

PLATON Pearl Bone FAX注文書

※下記の太枠内は必ずご記入ください。

貴医院名		ご注文日	/
ご住所	〒 -	ご希望納期	/ AM・PM
TEL	()	休診日	


プラトンパールボーン 1箱 0.9g (バイアル0.3g包装×3) 価格16,800円 (税抜)

サイズ	内容	商品コード	数量
Sサイズ	サイズ0.15~0.5mm	PB00-1000	
Mサイズ	サイズ0.5~1.0mm	PB00-2000	

*平日のPM5時までのご注文は、基本的に当日発送させていただきます。(土日祝祭日を除く)

*表示価格は全て税抜価格です。



 TEL : 0120-36-8950
FAX : 0120-36-8952

本 社 : 〒195-0062
東京都町田市大蔵町56 鶴川アカデメイアビル
営業所 : 名古屋・大阪・九州