


# TMベンディングツール


暫間用ミニインプラント「プラトンTMインプラント」を口腔内でベンディングするためのツール「TMベンディングツール」について、口腔内での操作性向上のためにグリップの形状を変更するとともに、Lサイズ(全長 30 mm)を新たに追加致しました。

医療機器製造販売届出番号 13B1X10081000021  
 歯科用インプラント手術器具 (一般医療機器)  
 販売名 TMベンディングツール  
 製造販売元 株式会社 プラトンジャパン



グリップに2面カットを付与。持ちやすく、ベンディング操作時に力を入れやすいように改良致しました。

**⚠️ ご注意**  
 本品でTMインプラントをベンディングする際は、TMインプラントをネック部で注意深く曲げ、TMインプラントを繰り返し曲げたり過度にひねったりしないようご注意ください。TMインプラントの強度の低下につながり、破折することがあります。



変更前

変更後

## TMベンディングツール

サイズ	全長	商品コード	価格
S	23.0 mm	TMBT-2301	9,000 円
L	30.0 mm	TMBT-3001	9,000 円

(原材料) ステンレス