



低周波治療器

AT-mini

ATミニ

29,800 円 (税抜)

使う場所を選ばない、超軽量・コンパクト設計。

本体重量わずか 50g(充電電池含む)、サイズも極小。ITO の技術が、今までになかった超軽量・コンパクトな低周波治療器を実現しました。ロッカールームや自宅はもちろん、グラウンドや移動中など、好きな時に気軽に使えます。

治療器のイメージを変える、斬新なデザイン。

今までの低周波治療器のイメージを変える、全く新しいスマートなデザイン。カラーバリエーションも、ブラックをはじめ、オレンジ、ピンク、ブルーと多彩に展開。機能だけでなくデザインでも、コンディションとモチベーションを高めます。

筋肉リフレッシュに最適な、MCR を搭載。

MCR とは、Microcurrent(マイクロカレント=微弱電流)のこと。もともと人体に存在する電流に似たマイクロ電流を体内に流すことで、筋肉に刺激を与え傷ついた細胞の修復を促進します。ほとんど刺激を感じない極めて弱い電流なので神経や筋を興奮させないため、運動後の筋肉痛の軽減に有効です。

12 時間の連続使用が可能。

リチウムイオンバッテリーにより、最大 12 時間の連続使用が可能。この小ささで、スタミナも一流です。

選ぶだけですぐに使える、3 つの治療モード。

操作方法はとてもシンプル。「LEVEL」と「MODE」を選ぶだけで、治療がスタートします。

- **COMB 鎮痛+治療 ALL タイムケア**

トレーニングを終えた全てのアスリートに効果的な、鎮痛と治療を組み合わせたケアモードです。

- **PAIN 鎮痛 ON タイムケア**

トレーニング中など、現場で起こった捻挫や筋肉・関節の痛みといった急なアクシデントに有効です。

- **CARE 治療 OFF タイムケア**

移動中や休憩中などの体を休めている時にも、トレーニングで損傷した筋組織の治療を促進します。

商品仕様

電源: 本体 DC3.7V 770mAh(リチウムイオン充電器) 充電器: AC100V

出力周波数: 0.2 ~ 400Hz(duty50%)

タイマー: 最大 12 時間 ± 5%(プログラムごとに固定)

寸法: (幅)45mm × (奥行)17mm × (高さ)70mm

重量: 50g(充電器含む)

一般的名称: 低周波治療器 販売名: ATミニ
管理医療機器(特定保守管理医療機器) <クラス II>
医療機器認証番号 220AABZX00344A01
製造販売元:

 伊藤超短波株式会社

販売

 PLATON JAPAN