


PLATON JAPAN

# ボールエンドデプスゲージ



使いやすさを追求した新ボールエンドデプスゲージ



ドリルホールを傷つけない先端ボール形状、視認しやすい2mm単位のレーザーマークにより的確な深度確認が可能



4mmから7mmまでのスケアラ機能付き



先端部レーザーマーク位置を数値可した大型表示


## 仕様

|        |        |
|--------|--------|
| 先端ボール部 | φ1.8   |
| 全長     | 93.6mm |
| グリップ   | φ4.0   |

価格 13,000

販売元  株式会社プラトンジャパン

住所 東京都町田市能ヶ谷町197 鈴木ビル4F

電話番号  0120-36-8950 FAX 0120-36-8952

届出番号 09B2X00010000194

製造販売元 株式会社 シオダ

住所 栃木県那須烏山市東原53番地

電話番号 0287-88-2288 FAX 0287-88-2291