

コレクター（歯科用骨粉収集装置）



実用新案登録 3129142号

安全

便利

簡単

自家骨を安全に採取でき
骨を砕く必要はありません




コレクターバー



ドリル



かき出し棒



セット価格

35,000 ~~45,000~~

- ① コレクター本体
- ② ドリル突出し 5.0mm
- ③ かき出し棒

標準仕様

全長	33.0mm
外径	8.5mm
ドリル径	2.6mm
ドリル突出し	5.0mm

オプション価格

ドリル突出し 4.0mm	10,000
ドリル突出し 5.0mm	10,000
かき出し棒	2,520

使用上の注意

回転速度は、800rpm 以下でご使用下さい。

ドリルは、削孔数 5~6 回で交換して下さい。必ず滅菌して下さい。(オートクレーブ 135° 以上)

販売店

PLATON JAPAN

〒195-0053 東京都町田市能ヶ町 197 鈴木ビル 4F

TEL 0120-36-8950 FAX 0120-36-8952

製造元 光研

事業所許可番号 06BZ006007

製造販売業許可番号 06B3X00003

〒994-0068 山形県天童市大字高櫛字金石段南 1242-6

注文書

お名前	医院名				
お届け先	TEL				
ご購入商品	コレクターセット	コレクター本体	ドリル突出し4.0mm	かき出し棒	ボールエンドデプスゲージ