

新商品

Collect Hole

コレクトホールはインプラント床の形成過程で自家骨を削取することができ、これまで必要としてきた骨補填剤の削減に役立ちます。

Minimum GBRの
症例



インプラント窩周囲の骨が平坦でなくブラスト処理された一部分が露出してしまうケース。



ガイドドリル、パイロットドリル後、コレクトホールにて自家骨を削取。ファイナルドリルでインプラント床の形成。インプラント埋入。



パーフォレーションドリル



骨の再生を促すためデコルチケーション



自削取(骨)にてブラスト露出部をミニマムGBR。

ブラスト露出部の広さに応じてβ-TCPやメンブレン等を使用。

プラトン新タイプφ3.0
インプラントにはコレクトホールφ2.0を
使用することが可能です。



ドリル長 8mm

セット内容

コレクトホール φ 2.0	価格	24,800
コレクトホール φ 2.8	価格	24,800
コレクトホール φ 3.5	価格	24,800

セット価格 ¥69,800

オプション

交換用ドリル	価格	16,000
パーフォレーションドリル S,L	価格	9,500
かき出し棒	価格	3,150

販売店



〒195-0053 東京都町田市能ヶ町197 鈴木ビル4F
TEL 0120-36-8950 FAX 0120-36-8952

製造元 光研

製造販売届出番号 06B3X00003000004

製造販売業許可番号 06B3X00003

〒994-0068 山形県天童市大字高櫛字金石段南 1242-6

注文書

お名前	貴医院名
お届け先	TEL
ご購入商品	