

# PLATON 製品仕様変更のお知らせ


プラトンシステムでは、ユーザーである臨床医の意見を製品開発に反映しております。


その一環として、このたび下記のとおり仕様変更を行いました。

## スパナ

操作性向上のため、12角のメガネレンチ機能を付与し、ガイドホールの位置を変更しました。

## ホルダーキー

全長を9.4mm長くするとともに、U字部の構造・角度を変更しました。ボックス部を  型に形状変更しました。



## エクステンション

キャリー機能を付与するため、スプリング及びOリング構造に変更致しました。

