



# フランジキャップPro

医療機器製造販売承認番号 22000BZX00241000


**Type “Pro”** 埋入時に初期固定の獲得が困難なケースにおいて、  
フィクスチャの動揺を防ぐための封鎖スクリューです。



ソケットリフト症例における  
フィクスチャの洞内迷入防止  
にも有効です。



フランジ部の直径はフィクスチャの  
プラットホーム径より2mm大きく設定  
しています。



〔材質〕 純チタン

〔厚さ〕 0.5 mm

商品名	サイズ	適応ボディ	商品コード	価 格
フランジキャップ Pro PF 4.1	( W ) 6.1 mm	Type 3.3 mm ・ 3.8 mm	CF41-0500	4,800 円
フランジキャップ Pro PF 5.0	( W ) 7.0 mm	Type 4.7 mm	CF50-0500	/ 2 個入り



ご注意 本製品はプラトンインプラント Type 専用です。