

[フレキシタイム モノフェーズ]

販売名：フレキシタイム
一般的名称：歯科用シリコーン印象材(管理医療機器)
認証番号：222AGBZX00040000
製造販売業者：ヘルススクルツァー ジャパン(株)



印象採得時間を短縮した ATS フォーミュラを配合したシリコーン印象材。37 の口腔内温度に反応し、口腔内に挿入すると急速に硬化を開始します。口腔内保持時間は2分30秒。印象採得の時間を短縮し、先生にも患者さんにも優しい印象材です。

(セット内容)

- ・50ml カートリッジ 2本 (色調:パープル)
- ・ミキシングチップ 6本

商品コード HE51253 価格 7,000 円 (税別)

[フレキシタイム ディスペンシングガン 2]

フレキシタイムに対応した操作性の優れたガンタイプの印象材注入器です。

商品コード HE51235 価格 17,080 円 (税別)



販売名：ディスペンシングガン2
一般的名称：歯科用練成器具(一般医療機器)

届出番号：27B1X00060000040
製造販売業者：ヘルススクルツァー ジャパン(株)