

新商品

ハンドスケーラーチップセット

セメント除去にも最適！！
補綴・インプラント体を傷つけません。



SN-M

インプラント体・補綴物周辺
スケーラーチップ先端のスクリュー形状に
よりメンテナンスチップを強固に装着。



SN-2

歯周ポケットのスクレーリング



SN-U

歯肉縁上・下

セット内容

インプラントスケーラー	SN-M	価格	5,500
スケーラーホルダー		価格	3,500
メンテナンスチップ (PEEK) (10ヶ入り)		価格	4,000
専用レンチ		価格	3,000
スタンダードスケーラー	SN-2	価格	4,800
スタンダードスケーラー	SN-U	価格	4,800

セット価格 24,000

(専用ケース付き)

使用上の注意

- 1、取り付けの確認をして下さい。
- 2、先端が摩擦したら交換して下さい。
- 3、改造はしないで下さい。

販売店 **PLATON JAPAN**

〒195-0053 東京都町田市能ヶ町 197 鈴木ビル4F
TEL 0120-36-8950 FAX 0120-36-8952

製造元 光研

事業所許可番号 06BZ006007

製造販売業許可番号 06B3X00003

〒994-0068 山形県天童市大字高櫛字金石段南 1242-6

注文書

お名前

医院名

お届け先

TEL