



# ヒーリングキャップ Pro B (バットジョイント)

医療機器製造販売承認番号 22000BZX00241000

Type "Pro" で、マージンをフィクスチャー側に設定する際、歯肉がプラットフォーム上にのらず、理想的な歯肉形態を整えられるため、上部補綴物のセットが容易に行える封鎖キャップです。



ご注意

本製品はプラチンインプラント Type 専用です。  
埋入したインプラント径に合わせて、以下のサイズをご使用下さい。

PF 4.1 (プラチンインプラント Type Pro 3.3 3.8 用)  
PF 5.0 (プラチンインプラント Type Pro 4.7 用)

商品名	サイズ			商品コード	価格
	PF	W	G		
ヒーリングキャップ Pro B PF 4.1	4.1 mm	4.5 mm	1.0 mm	CB41-1000	8,000 円 / 2 個入り
			2.0 mm	CB41-2000	
			3.0 mm	CB41-3000	
ヒーリングキャップ Pro B PF 5.0	5.0 mm	5.5 mm	1.0 mm	CB50-1000	8,000 円 / 2 個入り
			2.0 mm	CB50-2000	
			3.0 mm	CB50-3000	