


3本セット6,000円



特別価格
4,000円

インプラクリーン

インプラントスケーリングセット



インプラントを傷つけない軽量スケーラー

歯科用インプラントのメンテナンスの必要要件を全て満たす設計です。オートクレーブ対応高性能炭素強化レジン製で、卓越した剛性を持つため、従来の方法でシャープニングも可能です。特殊レジン製であるため、インプラント支台面を傷つけることがありません。ハンドルは人間工学的に設計され、種類ごとに色分けされたシリコングリップがついており、握りやすく識別も容易です。

特長

- ・高性能炭素強化レジン製
- ・インプラントの支台面を傷つけない
- ・オートクレーブ可能
- ・シャープニング可能
- ・握りやすいシリコングリップ
- ・用途別に3タイプ（グリップ色で容易に判別）

製品番号	製品名	内容	単価	形状/用途	グリップ色
168-01	イントロバック	各1 計3本	6,000円		
168-02	4R/4L	3本	6,000円	鋭匙型/全歯用	
168-03	H6/H7	3本	6,000円	鎌型/前歯及び小臼歯の歯肉縁上用	
168-04	204S	3本	6,000円	鎌型/臼歯の歯肉縁上用	

医療機器届出番号：26B1X00013PD0001

製造販売元：株式会社トライマント 〒604-0883 京都府京都市中京区間之町通夷川上る楠町588-2 TEL 075-256-3015

注文書

お名前

医院名

お届け先

TEL