

# Narrow Spreader

## ナロースプレッター

インプラント治療においてこれまで不可能とされてきた  
骨幅にも対応した極細のナロースプレッター  
とその専用ドリル。



ø1.6 ø1.8 ø1.8 ø2.0 ø2.2

### Narrow Series

骨幅の拡大、セカンドラビアルプレート形成法に新たなアプローチ

# Bone Spreader

## ボーンspreッター


歯槽堤拡大術においてボーンspreッターを徐々に太く  
することにより脆弱な骨質を緻密化させ強い  
初期固定を得ることが可能です。



ø2.4 ø2.6 ø2.8 ø3.1 ø3.3 ø3.7 ø4.0 ø4.5

### Regular Series


# ナロースプレッターラインナップ



## ナロースプレッターセット

商品	コード	価格
ナロースプレッター φ1.8 (N1)	NASP-0180	¥9,000
ナロースプレッター φ2.0 (N2)	NASP-0200	
ナロースプレッター φ2.2 (N3)	NASP-0220	
スターティングドリル φ1.6	TE70111701	¥12,000
スターティングドリル φ1.8	TE70111702	
システムケース	801-0003	¥15,000
セット価格	NASP-0000	¥62,000

システムケース





販売名: ナロースプレッター  
 一般的名称: 歯科用インプラント手術器具  
 クラス分類: 一般医療機器  
 製造販売業者: (株)ヨシオカ  
 医療機器製造販売届出番号: 20B1X00007000048


販売名: 整形パー  
 一般的名称: 整形外科用パー  
 クラス分類: 一般医療機器  
 製造販売業者: (株)デンテック  
 医療機器製造販売届出番号: 13B2X00094000122

# ボーンプレッターラインナップ

頭部にディンプル付与により推進安定性の向上。



4.0mmからレーザーマーク付与



セルフカuttingエッジの付与により推進力を向上。

商品	コード	価格
ボーンプレッター φ2.4 (O)	832-0240	¥8,500
ボーンプレッター φ2.6 (H)	832-0260	
ボーンプレッター φ2.8 (1)	832-0280	
ボーンプレッター φ3.1 (2)	832-0310	
ボーンプレッター φ3.3 (3)	832-0330	
ボーンプレッター φ3.7 (4)	832-0370	
ボーンプレッター φ4.0 (5)	832-0400	¥19,000
ボーンプレッター φ4.5 (6)	832-0450	
専用ケース	OPCS-100	

## ボーンプレッターセット


ボーンプレッター φ2.8 (1)	832-0280	¥8,500
ボーンプレッター φ3.1 (2)	832-0310	
ボーンプレッター φ3.3 (3)	832-0330	
セット価格	832-0010	¥25,000

※ディンプル・レーザーマーク・セルフカuttingエッジはナロースプレッターと共通機能です。

販売名: ボーンプレッター  
 一般的名称: 歯科用インプラント手術器具  
 クラス分類: 一般医療機器  
 製造販売業者: (株)ヨシオカ  
 医療機器製造販売届出番号: 20B1X00007000004

## オプション


### BS ハンドピースアダプター



コントラハンドピースで操作するツールです。

販売名: BSハンドピースアダプター  
 一般的名称: 手術用リールアタッチメント  
 クラス分類: 一般医療機器  
 製造販売業者: (株)プラトンジャパン  
 医療機器製造販売届出番号: 13B1X10081000012


### エクステンション (キャリア機能付)



隣在歯との干渉を避けるため高径を延長するツールです。

販売名: プラトンシステム エクステンション  
 一般的名称: 歯科用インプラント手術器具  
 クラス分類: 一般医療機器  
 製造販売業者: (株)ヨシオカ  
 医療機器製造販売届出番号: 20B1X00007000019


### ラウンドドライバー



口腔内へのキャリアと手指にて圧入するツールです。

販売名: プラトンシステム ラウンドドライバー  
 一般的名称: 歯科インプラント補綴用器具  
 クラス分類: 一般医療機器  
 製造販売業者: (株)ヨシオカ  
 医療機器製造販売届出番号: 20B1X00007000038


### ラウンドラチェット



ラチェット機構とハンドステーのついたラウンドドライバーです。

販売名: プラトンシステム ラウンドラチェット  
 一般的名称: 歯科用インプラント手術器具  
 クラス分類: 一般医療機器  
 製造販売業者: (株)ヨシオカ  
 医療機器製造販売届出番号: 20B1X00007000039

### トルクラチェット



ラチェット機構のついたレンチです。

販売名: トルクラチェット  
 一般的名称: 歯科インプラント補綴用器具  
 クラス分類: 一般医療機器  
 製造販売業者: (株)プラトンジャパン  
 医療機器製造販売届出番号: 13B1X10081000002



本社 〒195-0062 東京都町田市大蔵町 56 鶴川アカデメイアビル  
 TEL: 042-734-8088(代) FAX: 042-734-1109  
 西日本支社 〒533-0033 大阪市東淀川区東中島 1-17-18 新大阪ビル東館 3F  
 TEL: 06-6325-8913 FAX: 06-6325-8909  
 営業所 北海道・仙台・名古屋・九州