

NEW

TRANSFER SELECTION KIT

最適なアバットメント「選択」「形成」にお困りではありませんか？



専用ケース

- ① トランスファーゲージ 1
- ② トランスファーヘッド 2
- ③ アングルヘッド 23° 2
- ④ アングルヘッド 15° 2
- ⑤ アングルヘッド Pro23° 2
- ⑥ アングルヘッド Pro15° 2
- ⑦ ヘックスドライバー 1
- ⑧ コブラ タングステンカーバイトバー B79F 060 (細目) 1
- ⑨ 技工用セットスクリュー H2 3
- ⑩ セットスクリュー H15 2
- ⑪ AB 形成ハンドルグリップ 1
- ⑫ ハンドル用レプリカ 1

プラトンテクニカルセンター監修

¥47,000

セット販売購入の方のみ単品販売も承ります



トランスファーゲージ (①) は作業模型上でアバットメントを選択する際に歯肉厚 (G) を計測するゲージです。

技工用セットスクリュー (⑨) は口腔内で使用するセットスクリューの変形、キズを防止するためラボサイド専用セットスクリューです。

AB形成ハンドルグリップ (⑪) はアバットメントを装着することにより形態修正を容易にし、また作業模型上での削合で生じる石膏の破損を防ぎます。

(エアータービン用)

マイジンガー
Cobra MEIPREP Diamond
Selected Set
コブラ マイブレップ ダイヤモンド セレクティッド セット

バー、歯牙の冷却効果を高め、またバーの目詰りに対する自浄性を高めたマイブレップ加工*が施されたマイジンガー社製切削バー



セット価格 ¥6,900
(数量限定あり)

セレクティッドセット内容


- B837 014 ショルダー形成汎用バー
- B837R 018 ラウンデッドショルダー形成用バー (ジャケットクラウン・オールセラミッククラウン形成に最適)
- B847 016 シャンファー形成用バー (メタルクラウンに最適)
- B850 021 ヘビーシャンファー形成用バー (ジャケットクラウン・オールセラミッククラウン形成に最適)
- B852 018 シャンファー形成用バー (メタルクラウンに最適)
- B862 014 ナイフエッジ形成用バー (メタルクラウン形成、隣接面スライスカットに最適)
- OR300 特製バーブロックケース (滅菌可能)

OPTION

コブラ タングステンカーバイトバー

最新技術の応用により耐久性を
向上させたタングステンカーバイトバー

B79F 040 (細目)
¥5,000



*ダイヤモンドを先端まで浴着した上に渦巻状に溝をつけたマイジンガー独自の加工方法。