


ソケットリフター Pro

ソケットリフター Pro は、ルートフォームインプラント TypeIV Pro 専用となります。
 テーパー形状のソケットリフターは、骨質の悪い部位でも圧縮することにより
 骨質を高め上顎洞底挙上術をより成功に導きます。


リフター BA タイプ



先端が凹形状のため効率よく骨補填材によりシュナイダー膜を挙上できます。

サイズ	L	価格
φ3.8×8-BA	8.0mm	8,000 円
φ3.8×10-BA	10.0mm	
φ4.7×8-BA	8.0mm	
φ4.7×10-BA	10.0mm	

リフター OSF タイプ



骨密度を高めインプラント床をルートフォーム形状に整えます。

サイズ	L	価格
φ3.8×8-OSF	8.0mm	8,000 円
φ3.8×10-OSF	10.0mm	

※プラトンインプラント TypeIV Pro φ3.8/φ4.7の骨内長 8mm/10mmのみ使用可能です。

ストレートグリップ



全長 133mm

価格
9,000 円

アングルグリップ




ストッパーは、術部視野を確保するため、三股形状を有するストッパーを採用し、Wナットにて位置を固定。

価格
12,000 円

横浜総合病院 歯科口腔外科 今村栄作先生 考案

ソケットリフター Pro 専用ケース



価格
6,800 円



注文書

お名前			貴医院名		
お届け先					
TEL					
ご購入商品	サイズ	注文数	ご購入商品	サイズ	注文数
リフター BA タイプ	φ3.8×8	本	リフター OSF タイプ	φ3.8×8	本
リフター BA タイプ	φ3.8×10	本	リフター OSF タイプ	φ3.8×10	本
リフター BA タイプ	φ4.7×8	本	ストレートグリップ		本
リフター BA タイプ	φ4.7×10	本	アングルグリップ		本
ソケットリフター Pro 専用ケース		ケース			