

インプラントのために選びぬかれた

PLATON SURGICAL INSTRUMENTS

チークリトラクター

CHEEK RETRACTOR

口角鉤

CODE No. TA30518

- 外科処置を行う際の、圧排や口角・口唇の保護に最適です。
- 舌圧子としても使用できます。



全長 /160mm

価格 ¥3,500 (税込 ¥3,675)

吸引管 (清掃ブラシ 1本付)

SUCTION TUBES

吸引管

CODE No. TA30091

- 先端チップがチタン製です。
- チップ先端部外径：φ3.5mm 内径：φ2.5mm
- 付属のブラシで定期的に清掃を行って下さい。

Ti-91 (ジョイント部無し) 全長 /245mm



価格 ¥22,880 (税込 ¥24,024)

骨鉗子 ダブルジョイント

RONGEURS DOUBLE JOINT

骨鉗子

CODE No. TA30513

- 歯槽骨のトリミングや輪郭形成、軟組織の切除に最適です。
- ダブルジョイントなので軽い力で操作でき、確実な切除ができます。

ベイヤー 全長 /180mm




価格 ¥45,000 (税込 ¥47,250)

技工ノギス

LABORATORY CALIPER

測定用インストゥルメント

CODE No. TA47050



全長 /150mm

価格 ¥8,000 (税込 ¥8,400)

ホルステッドモスキート (曲)

HALSTEAD MOSQUITO

止血鉗子

CODE No. TA30506

- 止血鉗子としてだけでなく、小さな根の除去や一時的固定など幅広い用途に使えます。

曲 全長 /120mm



価格 ¥6,500 (税込 ¥6,825)


扁平鉤

FLAT TYPE RETRACTORS (STAINLESS STEEL)

鉤 (ティッシュリトラクター)

CODE No. TA23305

R-305 全長 /150mm



価格 ¥5,500 (税込 ¥5,775)

メスホルダー

SCALPEL HANDLES

メスホルダー

CODE No. TA30526

- ハンドルが丸柄のため、あらゆる部位で高い操作性が得られます。

直 - 丸型 (2本) 全長 /160mm



価格 ¥7,500 (税込 ¥7,875)

粘膜剥離子

MUCOSAL ELEVATORS

剥離子

フリーア 全長 /185mm



価格 ¥8,000 (税込 ¥8,400)

P-111 全長 /187mm



価格 ¥7,500 (税込 ¥7,875)

チタン製剥離子

TITANIUM RASPATORIES

剥離子

Ti-11A 全長 /185mm



CODE No. TA30111

価格 ¥14,000 (税込 ¥14,700)

Ti-11B 全長 /185mm



CODE No. TA30112

価格 ¥14,000 (税込 ¥14,700)