

リスクマネジメント商品 感染対策用品のご案内



OPセット EOG滅菌済

- ガウンはインプラント手術時や飛沫感染のリスクの軽減に役立つ撥水性です。
- ガウンの袖口はズレにくいメリヤス編みになっており、腕の露出を防ぎます。
- 必要最低限の商品がセットになっているため、準備が迅速に行えます。
- ご購入は5セット単位です。院内の省スペース・省コスト化に役立ちます。

単回使用汎用サージカルドレープ(JMDNコード 35531000)
届出版売名:手術・処置用不織布覆布
届出番号:27B1X00114000014
製造販売元:株式会社メディテックジャパン
大阪市中央区瓦町 1-4-11

Aタイプ ...インプラント手術や感染リスクの軽減に 一般医療機器



セット内容

- サージカルガウン (サージガウンD): 1枚...M / L / LL
首後ろ: 面ファスナー留め・ヒモ結び
腰後ろ: ヒモ結び
- サージキャップ M-10: 1枚
- 3層構造サージカルマスク: 1枚
- ドレープ (フェルラックドレープ 608HT): 1枚
サイズ: 60cm×80cm 8cm 円穴 テープ付
- 不織布ワイパー (12.5cm×12.5cm 4ply): 10枚

Bタイプ ...アシスタントの方々や Dr. の感染リスクの軽減に



セット内容

- サージカルガウン (サージガウンD): 1枚...M / L / LL
首後ろ: 面ファスナー留め・ヒモ結び
腰後ろ: ヒモ結び
- サージキャップ M-10: 1枚
- 3層構造サージカルマスク: 1枚

※裏面の商品もご覧ください。

発注書

貴院名 _____

住所 _____ TEL _____


希望納期

商品名	商品コード	規格	販売単位	定価(税別)	ご注文数
OPセット Aタイプ 	008003	M サイズ	1包(5セット入)	7,500円	包
	008004	L サイズ			包
	008005	LL サイズ			包
OPセット Bタイプ 	008013	M サイズ	1包(5セット入)	5,200円	包
	008014	L サイズ			包
	008015	LL サイズ			包
タケトラ®シールド付マスク	076058	ブルー	1箱(25枚入)	3,000円	箱
フェルラック®No.50 	076430	ブルー	1箱(50枚入)	11,000円	箱
	076431	ピンク			箱
	076432	イエロー			箱

タケトラ® シールド付マスク



- マスクと一体のシールドが、切削粉塵・血液などの飛沫から術者の眼を保護し、眼からの感染を予防します。
- シールドの両サイドのスリットを折り曲げることにより、側面からもガードします。
- くもり止め加工が装着者の呼吸によるシールドのくもりを防止します。
- 眼鏡をかけたままでも装着できます。
- ASTM F2100-04 High Barrier グレードのフィルター性能で合成血液不浸透性も高く、飛沫感染対策に効果的です。



シールド
(ポリエステル)

商品番号	規格
076058	ブルー 9cm×17.5cm 25枚入

性能規格 (ASTM F2100-04) ※この数値はマスク本体の性能を表すものです。

試験項目	高バリア	タケトラ®シールド付マスク	試験内容
バクテリアろ過効率 (BFE) %	≥98	≥99	細菌 (3 μ m) の捕集性能。 数値が高い程、フィルターの性能は良い。
呼吸抵抗値 (ΔP) mmH ₂ O / cm ²	<5.0	≤3.0	マスク装着時の呼吸のしやすさ。 数値が低い程、呼吸しやすい。
微粒子ろ過効率 (PFE) %	≥98	≥99	微粒子 (0.1 μ m) の捕集性能。 数値が高い程、フィルターの性能は良い。
合成血液不浸透性 mmHg	160	160	血液の不浸透性。 数値が高い程、性能は良い。
難燃性	クラス1	クラス1	難燃性能。 クラス (1~3) が低い程燃えにくい。

※NELSON LABORATORIES, INC. 測定データ

フェルラック® No. 50



- 器具の洗浄時などに、白衣の上に着用できる初期撥水性に優れたポリプロピレン素材のガウンです。(未滅菌)
- 多目的にご使用頂け、コストパフォーマンスも高く経済的です。
- 白衣などにまとわりつきにくい、静電防止加工済みです。
- 袖口はズレにくいメリヤス編みになっており、腕の露出を防ぎます。

商品番号	規格
076430	フリー ブルー 1枚入 × 50枚
076431	フリー ピンク 1枚入 × 50枚
076432	フリー イエロー 1枚入 × 50枚

袖口は手首にやさしくフィットするメリヤス編み生地になっています。



ブルー



ピンク



イエロー

首後ろと腰後ろでのヒモ結びです。



※発注書は表面にあります。

【お問い合わせ先】