

## プラトンジャパン取扱い製品のご案内 ディスポ-ザブル印象トレー (株サポート製)

### [トリキリトレー]



- ・プラスチック製ですので金属特有の味・においがありません。
- ・熱で簡単に軟化しますので、チェアサイドで簡単な個人トレーが作成できます。

サイズ	A		C	
	上顎	下顎	上顎	下顎
幅	60 mm	62 mm	48 mm	52 mm
高さ	73 mm	72 mm	66 mm	65 mm
商品コード	SAT16A12		SAT16C12	
価格	1,600 円 (上下顎各 8 個 計 16 個セット)			