

プラトンジャパン取扱い製品のご案内 ディスポーザブル印象トレー（(株)サポート製）

【トリキリトレー】



販売名：ディスポーザブルトレー トリキリ
 一般的名称：歯科印象採得用トレー（一般医療機器）
 製造販売届出番号：27B3X00141000002
 製造販売業者：株式会社サポート

- ・プラスチック製ですので金属特有の味やにおいがありません。
- ・熱で簡単に軟化しますので、チェアサイドで簡単な個人トレーが作成できます。

サイズ	A		C	
	上顎	下顎	上顎	下顎
幅	60 mm	62 mm	48 mm	52 mm
高さ	73 mm	72 mm	66 mm	65 mm

商品コード	セット内容
SAT16A1	上顎 A × 16 個
SAT16A12	上顎 A × 8 個 ・ 下顎 A × 8 個
SAT16A2	下顎 A × 16 個
SAT16C12	下顎 C × 8 個 ・ 下顎 C × 8 個

定価： 1,600 円 / セット（税抜）