

プラトンジャパン取扱い製品のご案内 ディスポ-ザブル印象トレー (株サポート製)

[トリキリトレー]



販売名：ディスポ-ザブルトレー トリキリ
 一般的名称：歯科印象採得用トレー（一般医療機器）
 製造販売届出番号：27B3X00141000002
 製造販売業者：株式会社サポート

- ・プラスチック製ですので金属特有の味・においがありません。
- ・熱で簡単に軟化しますので、チェアサイドで簡単な個人トレーが作成できます。

サイズ	A		C	
顎	上顎	下顎	上顎	下顎
幅	60 mm	62 mm	48 mm	52 mm
高さ	73 mm	72 mm	66 mm	65 mm
商品コード	SAT16A12		SAT16C12	
価格	1,600 円（上下顎各 8 個 計 16 個セット）			