


お客様各位

トルクラチェットの形状変更ならびに価格改訂のお知らせ

このたびトルクラチェットについて、以下のとおり形状の変更を行いましたのでお知らせ致します。
あわせて、誠に勝手ながら販売価格を改訂させていただきます。
何卒ご理解賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

旧デザイン



新デザイン



トルクシャフトをトルクプレート背面に設置するとともに、トルクレバーの形状を変更。トルク値の目盛りが明瞭にご確認頂けるようになりました。



旧商品コード	810-0604	➔	新商品コード	810-0605
旧価格	46,000 円		新価格	48,000 円