

トランスファーコーピング Pro(OP)の仕様変更について

プラトンシステムでは、ユーザーの声を製品開発に反映させております。
その一環として、トランスファーコーピング Pro (OP) の仕様を以下のとおり変更致しました。



2009年9月製造分より順次変更しますので、しばらくは新旧の製品が併売されます。
ご迷惑をおかけ致しますが、ご理解賜りますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。

- 印象採得時の操作性向上のため、フィクスチャとの嵌合部の形状を変更致しました。
- カラーコード化により、陽極酸化処理（青色）を施しました。

サイズ	付属セットスクリュー	商品コード	価格
G3.0	セットスクリュー H12 付属	TOP-P300	8,000 円 / セット
G6.0	セットスクリュー H15 付属	TOP-P600	8,000 円 / セット

⚠️ ご注意


青色にカラーコードされたトランスファーコーピングには、同じく青色にカラーコードされたトランスファーレプリカをご使用下さい。



OP



CL



トランスファーレプリカ Pro

