

トルクラチェット

医療機器製造販売届出番号 13B2X10012000002

ラチェット機能を付与したトルクコントロール用ツールです。


20N・cm から 50 N・cm までトルク測定が可能ですので、ヘッド装着時のほか、インプラント埋入時のトルクコントロールにも使用可能です。



[全長] 111mm
[材質] ステンレス製

ラチェットと一体型の
構造！

20N・cm から 50N・cm
まで測定可能！



トルク値はシャフト手前を目安にして下さい。
(イラストは 25N・cm 表示状態)

商品コード

810 - 0604