




G0.5/1.0

セメントリテイン

スクリューリテイン


オーバーデンチャー

直接印象



(L: 骨内長)

- 6. 5mm
- 8mm
- 10mm
- 12mm



(L: 骨内長)

- 6. 5mm
- 8mm
- 10mm
- 12mm



(L: 骨内長)

- 6. 5mm
- 8mm
- 10mm
- 12mm



(L: 骨内長)

- 6. 5mm
- 8mm
- 10mm



(L: 骨内長)

- 6. 5mm
- 8mm

AMヘッド



φ 4.2

AMプレパレーションヘッド



AMヘッド



φ 5.5

AMアングルヘッド



AMクワトロヘッド



クワトロ印象キャップ



PF φ 4.4

クワトロレブリカ



PF φ 4.4

クワトロテンボラリーキャップ



PF φ 4.4

クワトロゴールドキャップ



PF φ 4.4

マグネットヘッド



SS,S,L

リングヘッド



G0,1,5,2,5

※マージン設定をアバットメント側にする事でトランスファーが可能。