

新 発 売



一回法インプラント

PLATON IMPLANT G2.0

Type Iのカラー部とType IIのカラー部のミドルサイズ G2.0 がニューリリース。

G2.0

IMPLANT BODY




Type I

G2.0

Type II

カウンターボアドリル

G2.0にはカウンターシンクの形成が必要になります。
インプラントのスレッド部から機械研磨部へ広がる部分が骨に
適合するように形成を行います。



ラインナップ

全てインプラントホルダー・滅菌済フラットキャップ付です。

	(L: 骨内長)
	8・10・12mm
	8・10・12mm
	8・10・12mm
	8・10・12mm

SAG

E33-H080 E33-H100 E33-H120	¥ 17,800
E37-H080 E37-H100 E37-H120	
E40-H080 E40-H100 E40-H120	
E45-H080 E45-H100 E45-H120	¥ 19,800

BiO®

E33-H08H E33-H10H E33-H12H	¥ 24,800
E37-H08H E37-H10H E37-H12H	
E40-H08H E40-H10H E40-H12H	
E45-H08H E45-H10H E45-H12H	¥ 25,800